

## Tabletki do zmywarki Somat Gold (34 sztuki)



Cena: 33,69 PLN

### Opis słownikowy

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 6 sztuk |
| Producent                    | HENKEL  |

### Opis produktu

Somat Gold Tabletki do mycia naczyń w zmywarkach 632,4 g (34 x 18,6 g)

Działania

Informacje Brandbank

Subskrybent:

AHEN026

Status produktu:

Czynny

Data wersji:

06.06.2023

Docelowy rodzaj wykorzystania:

Do Internetu i do druku

Język produktu

pl

EAN

9000101577105

Rynek docelowy

PL

Dane produktowe

Składniki

Składniki

5-15 % środek wybielający na bazie tlenu, polikarboksylany  
<5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany  
kompozycja zapachowa (Limonene, Benzyl Alcohol)  
enzymy

#### Opis produktu

Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank

Somat Gold Tabletki do mycia naczyń w zmywarkach 632,4 g (34 x 18,6 g)

Marka

Somat

Marka producenta

Marka - Henkel

Marka standaryzowana

Marka - Somat

Podmarka

Podmarka - Gold

Marketing

Kontakt

Henkel Polska Sp. z o.o.

Adres kontaktowy

ul. Domaniewska 41,  
02-672 Warszawa

Logotypy stron trzecich

Cleanright.eu

Green Dot

Opis produktu

Tabletki Somat Gold z wyjątkową formułą są skuteczne również w niskich temperaturach programu eco i krótkich cyklach mycia! Somat Gold to szybko rozpuszczająca się tabletką w biodegradowalnej, wodorozpuszczalnej folii.

Somat Gold: nasz złoty standard zmywania z wyjątkową formułą przeciwko przypaleniom - nawet w niskich temperaturach programu eco i krótkich cyklach mycia. Somat Gold to szybko rozpuszczająca się tabletką w biodegradowalnej, wodorozpuszczalnej folii. Nie musisz zdejmować folii.

Możesz zaoszczędzić wodę i do 20 % energii, przełączając się na program eco z niską temperaturą mycia lub program krótki z niską temperaturą mycia, jednocześnie uzyskując doskonałą czystość i połysk.

Pozostałe informacje

34 x 18,6 g = 632,4 g e

Dodatkowe informacje

[www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu)

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania

Typ Min. temp. °C Maks. temp. °C

Przechowywać w temperaturze otoczenia 5-40°C  
Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:

1. Nie zdejmuj folii wodorozpuszczalnej.
2. Umieść tabletkę w pojemniku na detergent.
3. Nie umieszczaj tabletki w koszyku na sztućce.

Tabletka Somat Gold myje skutecznie również wówczas, gdy zmywarka sygnalizuje brak soli i płynu nabtyszczającego. Użycie soli Somat i płynu nabtyszczającego Somat zalecamy w przypadku twardości wody >21°n. Informacje o twardości wody można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5 - 40°C. Najlepiej zużyć przed upływem 2 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.